

KALORistar -Luftkaloristat mit aktiver Kühlung !

Die kalorische Prüfung ist nach wie vor ein wichtiges Hilfsmittel bei der Gleichgewichtsprüfung.

Der Luftkaloristat KALORistar Arctic garantiert einen konstanten und genau temperierten Luftstrom zur Reizung des Gleichgewichtsorgans.

Durch die integrierte aktive Kühlung können auch Kaltreize bis 7°C unter der Raumtemperatur erzeugt werden.

Somit ist es möglich den aktuellen Empfehlungen von Kaltreiz 24°C und Warmreiz 50°C bei Luftreizung zu folgen.

```
function loadTabControl_4792() { window.TC_4792 = new Array(); i = 0;
$$('#tabcontrol_4792').each(function(s) { i++; elements = s.getElements('.tabs'); if(elements.length){ var
tcControl = new TabControl(s, { delay: 4000, tab_remember: 0, tab_cookieName:
'tabcontrolcookie-13355', tab_control: 'tabcontrol_4792', behaviour: 'click', tabs: s.getElements('.tabs'),
panes: s.getElements('.panes'), selectedClass: 'selected', hoverClass: 'hover' , addFade: true });
window.addEvent("hashchange",function(){ tcControl.onTabHashChange(); }); window.TC_4792[i] =
tcControl; } }); } /* * Bootstrap */ (function($){ window.addEvent('domready', loadTabControl_4792);
})(document.id);
```

- Techn. Daten
- Downloads



- » sehr schnelle Temperaturregelung
- » Temperaturbereich 20...50°C (max. 7 K unter Raumtemp.)

- » Luftfluß 5 Liter/min

- » 300mm x 120 mm x 240mm (BxHxT) Gewicht 5 kg

- » einfache Bedienung durch 4 Tasten
- » voll integrierbar in das eVNG^{USB} (Ein Tasten-Steuerung)

 [Vestibular Catalogue 2017 \(3,6 MiB\)](#)